

دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO طراحی و تولید شرکت پل ایده آل تجهیز، جهت مصارف عمومی و تخصصی می باشد. دستگاه مزبور از تجهیزات اولیه انواع آزمایشگاه ها از جمله تشخیص طبی، صنعت نفت، صنایع غذایی، آموزشی، شیمی و ... می باشد. این وسیله به دلیل مشخصات فنی مناسب از جمله ظرفیت بالا و لوازم جانبی متنوع، امکان ترکیب و هم زدن گسترده وسیعی از سیالات را فراهم نموده و پاسخگوی بسیاری از آزمایشهای مرتبط می باشد.

ویژگی های عملکردی و مزایای دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO

- دامنه چرخش از ۲۰ الی ۵۰۰ دور در دقیقه
- امکان هم زدن سیالات به روشهای خطی یا اوربیتالی (مطابق سفارش مشتری)
- دارای سیستم دورانی بی صدا
- دارای صفحه نمایش دیجیتال
- دارای تعادل مناسب در هنگام کار، به دلیل مرکز ثقل پایین دستگاه
- امکان نصب سینی های متنوع جهت ظروف مختلف
- (جهت اطلاع از آخرین لیست موجودی قطعات جانبی به وب سایت شرکت به آدرس www.medpit.com مراجعه شود.)
- طراحی زیبا و ارگونومیک
- قابلیت اتصال به کامپیوتر
- محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش





مشخصات فنی

شیکر روتاتور PIT10LO

نحوه حرکت	اوربیتالی یا خطی (به سفارش مشتری)
کورس حرکتی سینی (mm)	۱۰
حداکثر ظرفیت بارگذاری (Kg)	۷/۵ (تابعی از سرعت)
توان ورودی - خروجی موتور (W)	۱۰-۴۵
ولتاژ (VAC)	۲۱۰ الی ۲۳۰
فرکانس (Hz)	۵۰
زمان مجاز استفاده	دائم کار
دامنه سرعت (rpm)	۲۰ الی ۵۰۰
نمایشگر سرعت	دیجیتال
تایمر	صفر الی ۹۹:۵۹:۰۰
نمایشگر تایمر	دیجیتال
نحوه عملکرد	با محدودیت زمانی یا دائم کار
ابعاد خارجی بدون روتاتور (mm): ارتفاع × عرض × عمق	۴۲۰ × ۳۶۰ × ۱۰۰
وزن تقریبی (Kg)	۹
دمای مجاز محیط (C)	۵ الی ۵۰
حداکثر رطوبت نسبی مجاز (%)	۸۰



وزارت صنعت، معدن و تجارت
پروانه بهره‌برداری



پل ایده آل تجهیز

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی

خیابان حجت دوست - پلاک ۱۲ - واحد ۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۹۴۴۸۲ - دورنگار: ۸۸۹۹۴۴۸۴

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۸۸۵۴۵۹۲۲ (خط ۱۰) کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۱۱

www.medpit.com