



پل ایده آل تجهیز

# Shaker Rotator

مدل PIT10LO



سینی پتری دیش



سینی یونیورسال



سینی قیف جدا کننده





دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO طراحی و تولید شرکت پل ایده آل تجهیز، جهت مصارف عمومی و تخصصی می باشد. دستگاه مزبور از تجهیزات اولیه انواع آزمایشگاهها از جمله تشخیص طبی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، آموزشی، شیمی و ... می باشد. شیکر روتاتور مدل PIT10LO با ظرفیت بالا و لوازم جانبی متنوع، امکان ترکیب و هم زدن گستره وسیعی از سیالات را فراهم نموده و پاسخگوی بسیاری از آزمایشهای مرتبط می باشد.

## ویژگیها

- دامنه‌ی چرخش از ۲۰ الی ۵۰۰ دور در دقیقه
- امکان هم زدن سیالات به روشهای خطی یا اوربیتالی (مطابق سفارش مشتری)
- دارای سیستم دورانی بی صدا
- دارای صفحه‌ی نمایش دیجیتال
- دارای تعادل مناسب در هنگام کار
- امکان نصب سینی‌های متنوع جهت ظروف مختلف
- جهت اطلاع از آخرین لیست موجودی قطعات جانبی به وب سایت شرکت مراجعه شود.
- طراحی زیبا و ارگونومیک
- قابلیت اتصال به کامپیوتر
- محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

### مشخصات فنی شیکر روتاتور PIT10LO

نحوه حرکت	اوربیتالی یا خطی (به سفارش مشتری)
دامنه حرکتی سینی	۱۰ (mm)
حداکثر ظرفیت بارگذاری (تابعی از سرعت)	۷/۵ (kg)
زمان مجاز استفاده	بدون محدودیت
نحوه عملکرد	با محدودیت زمانی یا نامحدود
دامنه سرعت	۲۰ الی ۵۰۰ (rpm)
نمایشگر سرعت	دیجیتال
تایمر	صفر الی ۹۹ : ۵۹ - ۰۰
نمایشگر تایمر	دیجیتال
ابعاد خارجی بدون سینی (ارتفاع×عرض×طول)	۴۲۰×۳۶۰×۱۰۰ (mm)
توان ورودی - خروجی موتور	۱۰ - ۴۵ (W)
ولتاژ	۲۳۰ الی ۲۱۰ (VAC)
فرکانس	۵۰ (Hz)
وزن تقریبی	۹ (Kg)
دمای مجاز محیط	۵ الی ۵۰ (°C)
حداکثر رطوبت نسبی مجاز	۸۰ (%)



آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان حجت دوست - پلاک ۱۳ - واحد ۱۱

تلفن: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ داورنگار: ۸۸۹۹۴۴۸۴

تلفن دفتر فروش: ۸۸۵۴۵۹۲۲ (خط ۱۰) کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۱۱

# Shaker Rotator