



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول

کد بازنگری: ۱۱۰-ع

| توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده)   | شرح و کد محصول  | تصویر محصول | کد انبار | ردیف |
|--|---|-------------|----------|------|
|  | ساتریفوژ یونیورسال مدل PIT320<br>حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساتریفوژ (RCF): 21.382<br>کد کالا: 1401   |             | 60000002 | ۱    |
|  | ساتریفوژ یونیورسال یخچال دار مدل PIT320R<br>حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساتریفوژ (RCF): 21.382<br>دامنه دما: ۰+ تا ۵- سانتی گراد<br>کد کالا: 1406  |             | 60000053 | ۲    |
| 11x38 mm (1.5 ml)<br>11x38 mm (2.0 ml)   | روتور مخروطی، ۴۰ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲<br>تعداد لوله: ۲۴ عدد<br>زاویه: ۴۰ درجه<br>کد کالا: 1420A              |             | 60000010 | ۳    |
| 6x18 mm (0.2 ml)<br>6x45 mm (0.4 ml)<br>8x30 mm (0.5 ml)<br>8x45 mm (0.8 ml)<br>11x38 mm (1.5 ml)<br>11x38 mm (2.0 ml)   | روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور<br>حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲<br>تعداد لوله: ۲۴ عدد<br>زاویه: ۴۰ درجه<br>کد کالا: 1420AP3 |             | 60000027 | ۴    |
| 26x76 mm ۱۲ عدد لام  | روتور سیتولوژی<br>حداکثر دور چرخش: ۲,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساتریفوژ (RCF): ۴۷۰<br>تعداد باگت: ۱۲ عدد<br>کد کالا: JC301P  |             | 60000058 | ۵    |
| 17x100 mm (15 ml)<br>11x92 mm (4.5-5 ml)<br>13x90 mm (4.9 ml)<br>15x92 mm (7.5-10 ml)<br>16x92 mm (7.5-10 ml)<br>15x102 mm (10 ml)<br>16x100 mm (8-10 ml)<br>16x125 mm (8-10 ml) | روتور مخروطی، ۳۵ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲<br>تعداد لوله: ۱۲ عدد<br>زاویه: ۳۵ درجه<br>کد کالا: 1615               |             | 60000004 | ۶    |



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول

کد بازنگری: ۱۱۰-ع

| توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده)  | شرح و کد محصول  | تصویر محصول | کد انبار | ردیف |
|---|---|-------------|----------|------|
|   | روتور مخروطی، ۳۵ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساقریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶<br>تعداد لوله: ۱۲ عدد<br>زاویه: ۳۵ درجه<br>کد کالا: 1613   |             | 60000005 | ۷    |
| 17x100 mm (15 ml)<br>11x92 mm (4.5-5 ml)<br>13x90 mm (4.9 ml)<br>15x92 mm (7.5-10 ml)<br>16x92 mm (7.5-10 ml)<br>15x102 mm (10 ml)<br>16x100 mm (8-10 ml)<br>16x125 mm (8-10 ml)<br>17x120 mm (15 ml) | روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساقریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲<br>تعداد لوله: ۱۲ عدد<br>تعداد لوله (فالکون): ۶ عدد<br>زاویه: ۳۵ درجه<br>کد کالا: 1615 P2 |             | 60000026 | ۸    |
|   | روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساقریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶<br>تعداد لوله: ۱۲ عدد<br>تعداد لوله (فالکون): ۶ عدد<br>زاویه: ۳۵ درجه<br>کد کالا: 1613 P1   |             | 60000025 | ۹    |
| لوله مویی   | روتور هماتوکریت<br>حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساقریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲<br>تعداد لوله: ۲۴ عدد<br>کد کالا: 1650   |             | 60000006 | ۱۰   |
|   | روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۴,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساقریفوژ (RCF): ۲,۷۱۹<br>تعداد باگت: ۴ عدد<br>زاویه: ۹۰ درجه<br>کد کالا (بدون باگت): 1624                             |             | 60000003 | ۱۱   |
| 17x100 mm (15 ml)<br>16x100 mm (8.5-10 ml)  | باگت چهارخانه با پولکی<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1369   |             | 60000007 | ۱۲   |



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول







کد بازنگری: ۱۱۰-ع

| توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده)  | شرح و کد محصول   | تصویر محصول   | کد انبار | ردیف |
|---|--|---|----------|------|
| 12x75 mm (5 ml)<br>12x82 mm (6 ml)<br>12x100 mm (7 ml)  | باگت چهارخانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و<br>آداپتور<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1369-91      |     | 60000008 | ۱۳   |
| 14x100 mm (9 ml)  | باگت پنج خانه با پولکی<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1370  |     | 60000009 | ۱۴   |
| 15x75 mm (4 - 5.5 ml)<br>13x65 mm (2.6-3.4 ml)<br>17x100 mm (15 ml)<br>16x75 mm (4 - 7 ml)<br>13x75 mm (1.6 - 5 ml) | باگت ۷ خانه با پولکی<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1742  |   | 60000011 | ۱۵   |
| 14x100 mm (9 ml)<br>13x90 mm (4.9 ml)<br>8x66 mm (1.1-1.4 ml)   | باگت ۱۰ خانه با پولکی<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1741   |  | 60000012 | ۱۶   |
| 12x75 mm (5 ml)   | باگت ۱۷ خانه با پولکی<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1372   |   | 60000013 | ۱۷   |
| 12x75 mm (5 ml)<br>12x82 mm (6 ml)<br>12x100 mm (7 ml)  | باگت ۷ خانه به همراه پولکی، لاستیک تنظیم ارتفاع<br>و آداپتور<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1742-91 |   | 60000022 | ۱۸   |



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول

کد بازنگری: ۱۱۰-۴

| ردیف | کد انبار | تصویر محصول  | شرح و کد محصول   | توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده)        |
|------|----------|--|--|---|
| ۱۹   | 60000023 |    | باگت ۱ خانه<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1746   | 34 x 100 mm (50 ml)                       |
| ۲۰   | 60000024 |    | باگت ۲ خانه<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1745   | 24 x 100 mm (25 ml)<br>26 x 95 mm (30 ml) |
| ۲۱   | 60000028 |  | باگت فلزی<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴<br>کد کالا: 1481   |   |
| ۲۲   | 60000029 |  | آداپتور فالكون 50ml با دور 4.000rpm<br>مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱<br>کد کالا: 1384   | 29 x 115 mm (50 ml)                       |
| ۲۳   | 60000030 |  | آداپتور فالكون 15ml با دور 4.000rpm<br>مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱<br>کد کالا: 1347   | 17 x 120 mm (15 ml)                       |
| ۲۴   | 60000031 |  | روتور مخروطی، ۳۵ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۹,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساقتریفوژ (RCF): ۹,۵۰۹<br>تعداد باگت: ۶ عدد<br>زاویه: ۳۵ درجه<br>کد کالا: 1620A |   |



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول

کد بازنگری: ۱۱۰-۴

| توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده)         | شرح و کد محصول  | تصویر محصول | کد انبار | ردیف |
|--|---|-------------|----------|------|
| 29 x 115 mm (50 ml)                        | آداپتور فالکون 50 ml با دور 9,000rpm<br>مناسب روتور مخروطی با کد 1620A<br>کد کالا: ۱۴۵۴   |             | 60000032 | ۲۵   |
| 17 x 120 mm (15 ml)                        | آداپتور فالکون 15 ml با دور 9,000rpm<br>مناسب روتور مخروطی با کد 1620A<br>کد کالا: 1466   |             | 60000033 | ۲۶   |
|  | روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه<br>حداکثر دور چرخش: ۵,۰۰۰ دور در دقیقه<br>حداکثر شتاب نسبی ساقریفوژ (RCF): ۴,۱۹۳<br>تعداد باگت: ۴ عدد<br>زاویه: ۹۰ درجه<br>کد کالا (بدون باگت): ۱۴۹۴ |             | 60000054 | ۲۷   |
|  | باگت فلزی مکعبی<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴<br>کد کالا: ۱۴۲۷  |             | 60000055 | ۲۸   |
| 17x100 mm (15 ml)<br>16x100 mm (8.5-10 ml) | آداپتور مکعبی ۶ خانه<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴<br>کد کالا: ۵۳۳۱   |             | 60000056 | ۲۹   |



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول

کد بازرگاری: ۰۱۱۰-ع

| توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده)      | شرح و کد محصول  | تصویر محصول  | کد انبار | ردیف |
|---|---|--|----------|------|
| 12x100 mm (7 ml)<br>11x92 mm (4.5-5 ml) | آداپتور مکعبی ۱۲ خانه<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴<br>کد کالا: ۵۲۳۰                        |    | 60000057 | ۳۰   |
| 29 x 115 mm (50 ml)                     | آداپتور مکعبی ۱ خانه، فالکون 50 ml<br>مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴<br>کد کالا: ۵۲۷۶           |   | 60000059 | ۳۱   |
|   | پولکی بزرگ<br>مناسب باگت های- 1742, 1742-91, 1369, 1369-91<br>91<br>یک عددی<br>کد کالا: 0716      |  | 60000034 | ۳۲   |
|   | پولکی بزرگ<br>مناسب باگت های- 1742, 1742-91, 1369, 1369-91<br>91<br>بسته ده عددی<br>کد کالا: 0716 |  | 60000035 | ۳۳   |
|   | پولکی کوچک<br>مناسب باگتهای 1372, 1741, 1370<br>یک عددی<br>کد کالا: 0701                          |  | 60000036 | ۳۴   |
|   | پولکی کوچک<br>مناسب باگتهای 1372, 1741, 1370<br>بسته ده عددی<br>کد کالا: 0701                     |  | 60000037 | ۳۵   |
|   | آداپتور تنظیم قطر حفره باگتهای<br>1369-91, 1742-91<br>یک عددی<br>کد کالا: 8001                    |  | 60000038 | ۳۶   |
|   | آداپتور تنظیم قطر حفره باگتهای<br>1369-91, 1742-91<br>ده عددی<br>کد کالا: 8001                    |  | 60000039 | ۳۷   |



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول




کد بازرگاری: ۰۱۱۰-ع

| ردیف | کد انبار | تصویر محصول | شرح و کد محصول   | توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده) |
|------|----------|-------------|--|------------------------------------|
| ۳۸   | 60000040 |             | لاستیک تنظیم ارتفاع حفره باگنهای<br>1369-91, 1742-91<br>یک عددی<br>کد کالا: 8002             |                                    |
| ۳۹   | 60000041 |             | لاستیک تنظیم ارتفاع حفره باگنهای<br>1369-91, 1742-91<br>ده عددی<br>کد کالا: 8002             |                                    |
| ۴۰   | 60000042 |             | باکت فالکون 15ml<br>مناسب روتورهای 1613P1 و 1615P2<br>یک عددی<br>کد کالا: 1647               |                                    |
| ۴۱   | 60000043 |             | باگت لوله ته گرد<br>مناسب روتورهای ۱۶۱۳، ۱۶۱۵<br>1615P2 و 1613P1<br>یک عددی<br>کد کالا: 8003 |                                    |
| ۴۲   | 60000044 |             | درب روتور هماتوکریت با کد 1650<br>کد کالا: 8005  |                                    |
| ۴۳   | 60000045 |             | درب روتور مخروطی 15.000rpm با کد 1420A,<br>1420A-P3<br>کد کالا: 8006                         |                                    |
| ۴۴   | 60000046 |             | ضربه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت<br>با کد 1650<br>یک عددی - کد کالا: 8007                  |                                    |
| ۴۵   | 60000047 |             | ضربه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت<br>با کد ۱۶۵۰<br>ده عددی - کد کالا: 8007                  |                                    |
| ۴۶   | 60000048 |             | آداپتور روتور مخروطی 15.000rpm<br>با کد 1420A-P3<br>یک عددی - کد کالا: 2024                  |                                    |
| ۴۷   | 60000049 |             | آداپتور روتور مخروطی 15.000rpm<br>با کد 1420A-P3<br>ده عددی - کد کالا: 2024                  |                                    |



شرکت پل ایده آل تجهیز  
لیست محصول

کد بازنگری: ۰۱۱۰-ع

| توضیحات<br>(لوله های مورد استفاده) | شرح و کد محصول   | تصویر محصول  | کد انبار | ردیف |
|------------------------------------|--|--|----------|------|
|                                    | آداپتور روتور مخروطی 15.000rpm<br>با کد 1420A-P3<br>یک عددی<br>کد کالا: 2023 |  | 60000050 | ۴۸   |
|                                    | آداپتور روتور مخروطی 15.000rpm<br>با کد 1420A-P3<br>ده عددی<br>کد کالا: 2023 |  | 60000051 | ۴۹   |
|                                    | باگت روتور مخروطی 9.000rpm<br>با کد 1620A<br>کد کالا: 1646                   |  | 60000052 | ۵۰   |